

アレルギー検査

シングルアレルゲン〔FEIA〕一覧(CAP)

特異的IgE(シングルアレルゲン)FEIA法

実施料：1アレルゲンにつき110点算定できます。ただし、1回につき1430点を限度とします。判断料区分：※5

項目コード	略語	アレルゲン名
イネ科植物花粉		
009010802 7011	G1	ハルガヤ
009020802 7013	G2	ギョウギシバ
009030802 7015	G3	カモガヤ
009040802 7017	G4	ヒロハウシノケグサ
009050802 7019	G5	ホソムギ
009060802 7021	G6	オオアワガエリ
009070802 7023	G7	アシ
009080802 7025	G8	ナガハグサ
009090802 7027	G9	コヌカグサ(属)
009100802 7031	G10	セイバンモロコシ
009170802 7035	G17	スズメノヒエ(属)
009150802 7041	G15	小麦(花粉)
009160802 7043	G16	オオスズメノテッポウ
雑草花粉		
009180802 7061	W1	ブタクサ
009190802 7063	W2	ブタクサモドキ
009200802 7065	W3	オオブタクサ
009220802 7069	W5	ニガヨモギ
009230802 7071	W6	ヨモギ
009240802 7073	W7	フランスギク
009250802 7075	W8	タンポポ(属)
009260802 7077	W9	ヘラオオバコ
009270802 7079	W10	シロザ
009290802 7083	W12	アキノキリンソウ
009360802 7089	W20	イラクサ(属)
009340802 7095	W18	ヒメスイバ
009380802 8861	W22	カナムグラ
樹木花粉		
009390802 7111	T1	カエデ(属)
009400802 7113	T2	ハンノキ(属)
009410802 7115	T3	シラカンバ(属)
009430802 7119	T5	ブナ(属)
009440802 7121	T6	ジャコウソク(属)
009450802 7123	T7	コナラ(属)
009460802 7125	T8	ニレ(属)
009470802 7127	T9	オリーブ
009480802 7129	T10	クルミ(属)
009500802 7133	T12	ヤナギ(属)
009540802 7135	T17	スギ
009610802 7151	T24	ヒノキ
009560802 7143	T19	アカシア(属)

項目コード	略語	アレルゲン名
009580802 7147	T70	クワ(属)
009530802 7149	T16	マツ(属)
真菌		
010730802 7171	M1	ペニシリウム
010740802 7173	M2	クラドスポリウム
010750802 7175	M3	アスペルギルス
010760802 7177	M4	ムコール
010780802 7179	M6	アルテルナリア
010770802 7181	M5	カンジダ
010790802 7183	M8	ヘルミントスポリウム
010890802 K371	M227	マラセチア(属)
010870802 7458	M70	ピティロスポリウム
010880802 7239	M205	トリコフィトン
動物表皮		
009640802 7201	E1	ネコのフケ
009660802 7205	E3	ウマのフケ
009670802 7207	E4	ウシのフケ
009680802 7209	E5	イヌのフケ
009690802 7211	E6	モルモット上皮
009710802 7215	E70	ガチョウ羽毛
009770802 7217	E77	セキセイインコのフン
009780802 7219	E78	セキセイインコ羽毛
009790802 8837	E80	ヤギ上皮
009800802 7221	E81	羊上皮
009810802 7223	E82	家兎上皮
009820802 7225	E83	豚上皮
009830802 7227	E84	ハムスター上皮
009840802 7229	E85	ニワトリ羽毛
009850802 7231	E86	アヒル羽毛
009860802 7233	E87	ラット
009870802 7235	E88	マウス
寄生虫		
011020802 7251	P1	回虫
011040802 7255	P4	アニサキス
昆虫		
010920802 7261	I1	ミツバチ
010930802 7263	I3	スズメバチ
010940802 7265	I4	アシナガバチ
010950802 7267	I6	ゴキブリ
010980802 7273	I7	ユスリカ(成虫)
010960802 7269	I71	ヤブカ(属)

項目コード	略語	アレルゲン名
010990802 7237	I8	ガ
ダニ		
011050802 7281	D1	ヤケヒョウヒダニ(ダニ1)
011060802 7283	D2	コナヒョウヒダニ(ダニ2)
011070802 7285	D70	アシフトコナダニ
011080802 7287	D71	サヤアシニクダニ
011090802 7289	D72	ケナガコナダニ
室内塵		
011110802 7301	H1	ハウスダスト1
011120802 7303	H2	ハウスダスト2
食餌性アレルゲン		
009900802 7311	F2	牛乳
009890802 7313	F1	卵白
009910802 7315	F3	タラ
010010802 7317	F13	ピーナッツ
010060802 7319	F20	アーモンド
010720802 K375	F202	カシューナッツ
010040802 7321	F17	ハシバミ
010020802 7323	F14	大豆
040540802 A054	F353	Gly m 4(大豆由来)
010070802 7325	F23	カニ
010080802 7327	F24	エビ
009920802 7329	F4	小麦
009880802 K373	F416	ω-5グリアジン
009930802 7331	F5	ライ麦
009940802 7333	F6	大麦
009950802 7335	F7	オート麦
009960802 7337	F8	トウモロコシ
010000802 7339	F12	エンドウ
010050802 7341	F18	ブラジルナッツ
009970802 7343	F9	米
010090802 7345	F25	トマト
010120802 7347	F31	ニンジン
010130802 7349	F33	オレンジ
010170802 7351	F40	マグロ
010100802 7353	F26	豚肉
010140802 7355	F35	ジャガイモ
010150802 7357	F36	ココナッツ
010160802 7359	F37	ムラサキイガイ
010190802 7361	F44	イチゴ
010180802 7363	F41	サケ
009980802 7365	F10	ゴマ

アレルギー検査

シングルアレルゲン〔FEIA〕一覧(CAP)

特異的IgE(シングルアレルゲン)FEIA法

実施料：1アレルゲンにつき110点算定できます。ただし、1回につき1430点を限度とします。判断料区分：※5

項目コード	略語	アレルゲン名
009990802 3 7367	F11	ソバ
010210802 6 7369	F47	ニンニク
010220802 5 7371	F48	タマネギ
010110802 7 7373	F27	牛肉
010200802 7 7375	F45	ビール酵母
010230802 4 7377	F49	リンゴ
010240802 3 7379	F75	卵黄
010250802 2 7381	F76	α-ラクトアルブミン
010260802 1 7383	F77	β-ラクトグロブリン
010270802 0 7385	F78	カゼイン
010290802 8 7387	F80	ロブスター
010300802 6 7389	F81	チーズ
010310802 5 7391	F83	鶏肉
010320802 4 7393	F84	キウイ
010330802 3 7395	F85	セロリ
010340802 2 7397	F86	パセリ
010350802 1 7399	F87	メロン
010360802 0 7401	F88	羊肉
010370802 9 7403	F89	マスタード
010030802 6 7405	F15	インゲン
010570802 7 8853	F51	タケノコ
010560802 8 7433	F54	サツマイモ
010550802 9 7435	F55	キビ

項目コード	略語	アレルゲン名
010530802 1 7437	F56	アワ
010540802 0 7439	F57	ヒエ
010510802 3 8855	F58	イカ
010520802 2 8857	F59	タコ
010480802 7 8845	F50	サバ
010490802 6 7407	F60	アジ
010500802 4 8859	F61	イワシ
010280802 9 7452	F79	グルテン
010410802 4 8863	F82	モールドチーズ
010380802 8 8849	F90	麦芽
010390802 7 8803	F91	マンゴ
010400802 5 7450	F92	バナナ
010420802 3 7448	F93	カカオ
010430802 2 7441	F94	洋ナシ
010440802 1 7487	F95	モモ
010450802 0 8865	F96	アボカド
010700802 2 0956	F97	ヤマイモ
010470802 8 8867	F209	グレープフルーツ
010590802 5 7489	F214	ハウレンソウ
010600802 3 7456	F225	カボチャ
010640802 9 7275	F233	オボムコイド
010460802 9 0958	F256	クルミ
010710802 1 0997	F329	スイカ

項目コード	略語	アレルゲン名
010610802 2 7454	F254	カレイ
010650802 8 6534	F349	イクラ
010660802 7 6536	F350	タラコ
010670802 6 6484	F338	ホタテ
010680802 5 6486	F207	アサリ
010690802 4 6488	F290	カキ(貝)

職業性アレルゲン

011150802 2 7431	K74	絹
011160802 1 7497	K72	オオバコ種子
011170802 0 7491	K75	イソシアネート TDI
011180802 9 7477	K76	イソシアネート MDI
011190802 8 7473	K77	イソシアネート HDI
011200802 6 7479	K78	エチレンオキシド
011210802 5 7495	K79	無水フタル酸
011230802 3 7185	K80	ホルマリン
011220802 4 7475	K82	ラテックス
040550802 6 A055	K220	Hev b 6.02(ラテックス由来)

その他

011270802 9 7529	C73	ヒトインシュリン
011280802 8 7309	C74	ゼラチン
010900802 0 7305	M80	黄色ブドウ球菌エンテロトキシンA
010910802 9 7307	M81	黄色ブドウ球菌エンテロトキシンB
011140802 3 7409	O1	綿

アレルゲンは一時的に入手不可能なものがありますので、あらかじめご了承ください。

アレルギー検査

特異的IgE(シングルアレルゲン)FEIA法(判定基準)

クラス	特異的IgE抗体価(U _A /mL)	判定
0	0.34以下	陰性
1	0.35 ~ 0.69	疑陽性
2	0.70 ~ 3.49	陽性
3	3.50 ~ 17.4	
4	17.5 ~ 49.9	
5	50.0 ~ 99.9	
6	100以上	